

**HAUSER MEDIZINTECHNIK**  
GmbH

A-8062 Kumberg bei Graz, Gschwendt 88  
Tel. 03132/3939 [www.hauser-medtechnik.at](http://www.hauser-medtechnik.at)

**HAEBERLE**

multifunktionale medizinische  
Wagensysteme ...und mehr

das neue designstarke  
Gerätewagensystem

**fuego**



fuego-Gerätewagen eignen sich im medizinischen Bereich für die mobile und flexible Unterbringung von kleineren Gerätekombinationen, als Computerwagen, Schreibpult mit komfortabler elektrischer Höhenverstellung, als Ergometriewagen, Beistellwagen u.v.m..

Ein weiterer Einsatzbereich sind Büros oder Tagungsräume aller Art, in denen die eleganten fuego-Wagen mobile Lösungen bieten, z.B. für Präsentationen mit dem Beamer, als mobiles Rednerpult, als Beistellwagen u.Ä..

Neben hoher Funktionalität bestechen fuego-Gerätewagen durch das außergewöhnliche Design mit dezenter Farbgestaltung, sie sind wendig, flexibel, sehr robust und bieten viel Stellplatz auf geringer Grundfläche. Ideal für kleine Räume oder überall dort, wo viel untergebracht werden muss und wenig Platz verbraucht werden soll.

**fuego** ist mit einem europäischen Geschmacksmuster geschützt und bietet verlässliche Markenqualität zu einem vernünftigen Preis!

## Die Komponenten



robustes und sehr wendiges Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen vordere Rollen feststellbar und mit Wandabweisern, Ø 65 mm



elegante stufenlos höhenverstellbare und geneigte Pult-Platten aus multiplex mit Abrollschutz für den Einsatz z.B. als mobiles Stehschreibpult u.Ä.;



umfangreiches Zubehör für besondere Einsatzzwecke z.B. Ergometrie u.v.m.




hintere Rollen stehen fest, Ø 125 mm;

elektrisch leitfähige Rollen gegen Aufpreis lieferbar



stufenlos höhenverstellbare Konsolplatten (MDF) für kleine Geräte




unverwechselbares modernes Design mit Farbzentren in verschiedenen Farbkombinationen



stabiles Einsäulen-Aluminium-Profil zur Aufnahme von Steckdosenleisten, mit integriertem großem Kabelkanal für die optimale Unterbringung von Kabeln



serienmäßig mit großem ergonomischem Schiebegriff, hochwertig pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium



hochwertige Ablageplatten aus Kunststoff mit angeformtem Rand und Griffmulde



serienmäßig mit zusätzlicher Kabelaufbewahrungsklammer aus gravem Kunststoff, befestigt an der Profilrückseite

Wussten Sie schon:



heißt auf spanisch „Feuer“



**fuego 1** ▶ Ref.-Nr. 1906 2



**fuego 2** ▶ Ref.-Nr. 1907 1



**fuego 4** ▶ Ref.-Nr. 1909 3



**fuego 6** ▶ Ref.-Nr. 1911 4



**fuego 7** ▶ Ref.-Nr. 1915 5



**fuego Pultwagen** ▶ Ref.-Nr. 1914 2



**fuego EKG Wagen 2** ▶ Ref.-Nr. 1919 1



**fuego Computerwagen 2** ▶ Ref.-Nr. 1928 2




**fuego Computerwagen 3** ▶ Ref.-Nr. 1930 1

## Designfarben:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung bei der Referenznummer an der letzten Stelle die Farbziffer an:



xxxx1  
Dekorstreifen  
grau



xxxx2  
Dekorstreifen  
blau



xxxx3  
Dekorstreifen  
rotviolett



xxxx4  
Dekorstreifen  
gelb



xxxx5  
Dekorstreifen  
türkis

Andere Farbkombinationen auf Anfrage.

## Maße und Traglast:


Außenmaße Wagen:  
531 x 560 x 977 mm  
(B x T x H) und  
531 x 560 x 1127 mm  
(B x T x H)

Traglast Gerätewagen komplett:  
ca. 60 kg

Traglast Ablageplatten/  
Pultplatten/ Konsolplatten:  
ca. 15 kg

Falls Sie größere bzw. schwerere Geräte unterbringen wollen und ein noch flexibleres Gerätewagen-System z.B. mit Schubladen und sehr umfangreichem Zubehör suchen, dann haben wir auch hier das Richtige für Sie: Das starke Gerätewagen-system swingo® und swingo®-clinic!

Bitte Unterlagen anfordern.



**fuego Endoskopiewagen**  
▶ Ref.-Nr. 1916 2



**fuego EKG-Wagen 1**  
(ohne Sauganlage) ▶ Ref.-Nr. 1917 2



**fuego EKG Wagen 2**  
(ohne Sauganlage) ▶ Ref.-Nr. 1918 2



Eine besondere Spezialität des Hauses HAEBERLE sind maßgeschneiderte OEM-Versionen für Industriekunden. Sie nennen uns Ihre Spezifikationen und wir konfigurieren für Sie Ihren fuego-Gerätewagen mit Akzenten in Ihrer Hausfarbe, Ihrem Logo integriert ins Fahrgestell und angepaßt an Ihre Geräte.

Fragen Sie uns!



Qualität ist unser oberster Maßstab. Seit Jahrzehnten.

# fuego Systemteile und Zubehör



**Reling für Ablageplatte**  
▶ Ref.-Nr. 19017



**Konsolplatte**  
▶ Ref.-Nr. 19088



**PC-Halter**  
▶ Ref.-Nr. 19230



**TFT-Halter** ▶ Ref.-Nr. 19223



**Tastatur und Mausezug**  
▶ Ref.-Nr. 19220




**Steckdosenleiste 4-fach**  
▶ Ref.-Nr. 19029



**Drahtkorb**  
▶ Ref.-Nr. 19135



**Drahtkorb**  
▶ Ref.-Nr. 19146




**Drahtkorb vorne ausziehbar**  
▶ Ref.-Nr. 19268




**Kabel und Schlauchhalter**  
▶ Ref.-Nr. 19034



**Infusionsflaschenhalter**  
▶ Ref.-Nr. 19035



**Labtopplatte**  
▶ Ref.-Nr. 19320



**Laptopplatte**  
▶ Ref.-Nr. 19319

Weitere System- und Zubehörteile finden Sie in der fuego-Preisliste.

Bitte fragen Sie uns, wenn Sie hier noch nicht die optimale Ausstattung für Ihren fuego-Gerätewagen gefunden haben. Als innovatives und flexibles Unternehmen arbeiten wir ständig an Weiterentwicklungen und neuen kreativen Lösungen. Ihre Anregungen berücksichtigen wir gerne!

**HAEBERLE GmbH + Co. KG**  
Breitwiesenstraße 13  
D-70565 Stuttgart  
Postfach 80 05 24  
D-70505 Stuttgart

Telefon ++49(0)711/78 314-0  
Telefax ++49(0)711/78 314-77  
e-mail: info@haeberle-med.de  
www.haerberle-med.de

Ihr medizin-technischer Fachhändler

**HAUSER MEDIZINTECHNIK**  
GmbH

A-8062 Kumberg bei Graz, Gschwendt 88  
Tel. 0 31 32 / 3 93 9 www.hauser-medtechnik.at