

# ENDOSWAB

HOCHLEISTUNGS-, REICHNIGUNGS- UND TESTBÜRSTE  
FÜR FLEXIBLE ENDOSKOPE

---

**Eigenschaften:**

- Starke Reinigungsleistung für Endoskopkanäle
- in 5 Größen (1,0/1,7/2,8/3,8 und 5mm) erhältlich und ist bis zu 2,3m lang
- Mit HemoCheck-E und Pyromol-E anwendbar

**Funktion:**

EndoSwabs basieren auf stark absorbierenden Baumwollfasern, die zu einer Endoskopbürste verarbeitet werden.  
Baumwolle absorbiert und transportiert Schmutz aus dem Kanal, während Nylonborsten leicht durch schleimige Ablagerungen gleiten.

**Anwendung:**

EndoSwabs werden für die manuelle Vorreinigung flexibler Endoskope und zum Test auf Sauberkeit der Kanäle verwendet.

Für die Verwendung in 0,8 - 5mm Kanälen ist EndoSwab in 5 Größen erhältlich.

**Lagerung:**

- Bis zur Benutzung in der Verpackung lagern
- Einmalartikel

**Art.Nr.: EndoSwab****1,0 - 70000-10X****1,7 - 70000-10****2,8 - 70000-10B****3,8 - 70000-10C****5,0 - 70000-10D****10 Stück**