



gMotio



gMotio

Der gynäkologische Stuhl gMotio ist das Ergebnis aus 2 Jahren Studien mit Ärzten und medizinischen Fachkräften in Europa und Nahost. Er wurde bei etwa zwanzig Ärzten an etwa hundert Patienten getestet. gMotio wurde so konzipiert, dass er eine effiziente und bequeme Untersuchung

Für den Arzt wie auch die Patientin möglich macht. Dank der Erfahrung von Promotal konnte eine Synergie aus den beiden Vorzeigeprodukten der Marke geschaffen werden: gynäkologischer Stuhl Elite und Untersuchungsliege eMotio. gMotio ist bereits heute ein unverzichtbarer gynäkologischer Stuhl.





GLEICHBLEIBENDE BEHANDLUNG

VERRINGERN SIE DIE ANSTRENGUNG FÜR IHRE BEWEGUNGSEINGESCHRÄNKTEN PATIENTINNEN MIT:

- › Ausgangsposition 57 cm über dem Boden
- › Elektrischer Begleitung jeder Bewegung der Patientin
- › Elektrisch beweglichen Steigbügel (je nach Modell)



EFFIZIENZ

GESTALTEN SIE IHRE UNTERSUCHUNG REIBUNGSLOS MIT:

- › Integrierter Erweiterung der Beinstützen für eine liegende Position (Opt.)
- › 3 Positionen programmierbar (9 mit Zubehör)
- › Autonomen Bewegungen, 1 Tastendruck genügt zur Positionierung
- › Intuitiver Bedienung und bereits vorprogrammierter Ausgangsposition
- › Integrierter Beleuchtung im Stuhl (je nach Modell)
- › Sitzschienen als Standard



ERGONOMIE

STETS DIE BESTE POSITION FÜR SIE UND IHRE PATIENTIN:

- › Präzise Verarbeitung der Sitzform und dichter Schaumstoff
- › Verstellbare Höhe zwischen 57 und 105 cm (mit Tilt)
- › Präzise und einstellbare Neigung für leichten Einsatz des Spekulum
- › Steuerung an praktischer Position an der Rückenlehne und an den Füßen
- › Integrierte einziehbare Räder für kleine Ortsveränderungen



SICHERHEIT

LEICHTERE REINIGUNG IHRES STUHL:

- › Polsterung ohne Nähte
- › Sitz und Rückenlehne abnehmbar für leichte Reinigung
- › Behandlung der Struktur mit Kataphorese für Langlebigkeit und Hygiene des Produkts. ABS-Schale abnehmbar
- › Elektrisch aktivierbare Rollen durch Halten der Taste

SICHERHEIT BEI IHREN UNTERSUCHUNGEN:

- › Sicherheitssensoren
- › Sicherheitsbatterien
- › Doppelsteuerung

gMotio



**ELEKTRISCHE FUSSTÜTZEN
+ INTEGRIERTE BELEUCHTUNG**

— Ref 15640-01 (Bild oben)

ELEKTRISCHE FUSSTÜTZEN

— Ref 15630-01



STEIGBÜGEL MONTIERT

— Ref 15620-01



BEINSTÜTZEN MONTIERT

— Ref 15626-01



GÖPEL-BEINHALTER MOTIERT

— Ref 15624-01

gMotio

- OPTIONEN
- ZUBEHÖR



Integrierter Netzanschluss und Potentialausgleichsbuchse (EUROPE, UK, US) Ref. 40400-1 (DK, IT, AUS, CH) Ref. 40400-2



Uro-Schale (Ersatz der Standardschale) Ref. 2061-30



Inox-Schale (Ersatz der Standardschale) Ref. 15966-01



Beinstützenverlängerung Ref. 15672-01



manuelle Steuerung (9 Positionen programmierbar) Ref. 15031-10



Beschichtetes Steigbügelpaar (2x Halterung 878-12 hinzufügen) Ref. 12850 (+ 2 x 878-12)



1 Paar Beinhalter aus Kunststoff (2x Halterung 878-12 hinzufügen) Ref. 840 (+ 2 x 878-12)



1 Paar Hüllen für Beinhalter Ref. 861



1 Paar Göpel-Beinhalter (2x Halterung 878-12 hinzufügen) Ref. 845 (+ 2 x 878-12)



Armstütze einzeln (1x Halterung 878-12 hinzufügen) Ref. 2536 (+ 878-12)



Hülle für Armhalter 2536 Ref. 2537



Bogenschutz (für die Modelle 15630-01 & 15640-01) Ref. 15861-01



verstellbare Kopfstütze (iQuest 3055-20 und gMotio) Ref. 30679-01



Schutz für Beinstützen Crystal Ref. 15905-01



Sitzschutz Crystal Ref. 15906-01



Schutz für die Beinstützenverlängerung Ref. 15907-01



Infusionsstange selbstsichernd, 2 Haken Ref. 2985-01 (+ 878-12)



Infusionsständer 2 Haken mit Anschlag Ref. 985-01 (+ 878-12)



Spritzschutz Ref. 12677-01



Kolposkophalterung Zeiss d38 für gMotio Ref. 15840-01



Kolposkophalterung Leisegang, schwenkbar für gMotio Ref. 15810-01



Kolposkophalterung Olympus rechts (elite/elansa 11614-01) Ref. 15850-01



Kolposkophalterung Olympus links (elite/elansa 11614-01) Ref. 15851-01



Rückenlehne (1 Paar) 25x10 mm Ref. 15879-01




Gleitklemme für Schien 25x10 mm, ø 16/18 mm Ref. 878-12



Drehklemme für Schiene 25x10 mm Ref. 879-10





Lampenhalterung für Klemme Ref. 957 (+ 878-12)




Lampe (siehe Dokumentation)

gMotio



15620-01 / 15624-01 / 15626-01



15630-01 / 15640-01

POLSTERFARBEN

- | | | |
|-----------------|---|---------|
| 32 - BLUE |  | CLASSIC |
| 93 - COTTAGE |  | |
| 35 - RED |  | |
| 34 - YELLOW |  | |
| 91 - WHITE |  | |
| 92 - MARINE |  | VITAMIN |
| 56 - DARKNESS |  | |
| 57 - ANTISTATIC |  | |
| 64 - GRAPE |  | |
| 67 - LAGOON |  | |
| 66 - SWEET |  | COSY |
| 63 - CEDRAT |  | |
| 80 - SKY |  | |
| 81 - SEA GREEN |  | |
| 65 - LILAC |  | |
| 96 - TIN |  | |
| 82 - MOUSE GREY |  | |
| 83 - NATURAL |  | |
| 84 - CHOCOLATE |  | |