

Oostwoud

Neues Jugendbett



Neues Jugendbett mit integrierter Ober- und Unterschenkelteil Verlängerung

- Liegefläche 4-geteilt, mit integrierter Verlängerung (vollends 20 cm)
- Elektrische Höhenverstellung, Rückenlehne, Ober- und Unterschenkelteil, T/AT-Position
- Rollen zentral gebremst, mit Richtungsfeststeller
- Kopf- und Fussteil ausnehmbar, mit weissen Kunststoff Füllbretter
- Integrierte Seitengitter mit Einhandbedienung
- Oberflächen Epoxy-pulverbeschichtet in Farbe gemäss Farbpalette

Optional / Zubehör:

- Urinbeutelhalter beidseitig
- Aufrichter mit Triangelgriff
- Infusionshalter
- Matratze, flüssigkeitsdicht, abwaschbar, dampfdurchlässig
- Verlängerungsmatratze

Für Deutschland Nord:

Oostwoud International B.V.
Harlingerweg 49B, 8801 PA Franeker • Postfach 502,
8800 AM Franeker

Für Deutschland Süd/Ost:

TBM Medizintechnik GmbH
Hegelstraße 1
72663 Großbottlingen

